

# scheda tecnica WAVEINFUSION

elettroporatore viso corpo (easy)

TECHNOLOGY



## DESCRIZIONE

**WAVEINFUSION** rappresenta una metodica in grado di veicolare negli strati profondi dell'epidermide sostanze e principi attivi con diametri maggiori degli spazi normalmente presenti all'interno dello strato cutaneo. Il principio fisico sul quale si basa tale metodica - in assenza di aghi, di laser o peeling chimici - consiste nella somministrazione di micro - correnti elettriche (continue ed alternate) che attraverso un manipolo, vengono erogate a livello cutaneo superficiale. Il cliente non avverte alcun fastidio, in quanto le "dosi" di corrente sono infinitesimali ed impercettibili per il cliente stesso.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viene impiegato un manipolo collegato ad un generatore elettrico il quale, erogando micro - correnti, favorisce l'apertura di canali ionici ed acquosi che rappresentano vere e proprie "autostrade" per il principio attivo. Attraverso questi canali, mediante l'applicazione di un gel conduttore, si applicano i principi attivi ionizzabili (principalmente liquidi o sotto forma di cocktail). Il trattamento dura circa 20-40 min in funzione della regione del corpo da trattare (viso e/o corpo).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Alimentazione elettrica:</b>	230 V +/-10%
<b>Frequenza di rete in Hz:</b>	50/60 Hz
<b>Classificazione Normativa:</b>	Classe II; tipo BF (EN 60601-1)
<b>Potenza assorbita:</b>	130VA
<b>Potenza in uscita:</b>	50W
<b>Frequenza di uscita:</b>	I out = 1,5 mA/cm <sup>2</sup> a 2,5 KHz carico 500 Ohm V MAX= 130 V a 2,5 KHz
<b>Dimensioni:</b>	48cm (L) 32cm (W) 12,5cm (H)
<b>Peso:</b>	5 kg